



## SK-CIPRK25-MB3

### KIT MAGNETIQUE DE CEINTURE POUR CIPHERLAB RK25 + ENROULEUR RÉTRACTABLE

*( Protection / Supports - Supports magnétiques )*

Matériau	Synthétique
Matériau	Métallique ( plaque pour support magnétique )
Matériau	Néodyme ( aimants )
Taille	Universelle
Couleur principale	Noir



## Kit pour accrochage magnétique du PDA CIPHERLAB RK25 à la ceinture & Enrouleur rétractable

Son système d'accrochage magnétique à la ceinture vous permet de fixer et de retirer facilement et rapidement le PDA de votre ceinture à chaque fois que vous en avez besoin.

Vous gardez les mains libres, sans perte d'efficacité, tout en minimisant les risques de casser votre terminal !

L'enrouleur rétractable permet de sécuriser davantage encore le PDA contre les chutes, tout en facilitant son accrochage sur le support magnétique.

Ce kit est composé des 3 accessoires suivants :

1. **une pochette de protection en matière synthétique haute résistance à l'usure ([SHOL-CIPRK25-M](#))**, pourvue de :
  - un film plastique transparent de protection de l'écran, préservant les fonctions tactiles de celui-ci
  - une plaque métallique incorporée dans la face postérieure, permettant de fixer le terminal à la ceinture sur le support magnétique (SA-IDSMAGNETBELT)
  - un anneau métallique, pour accrocher le terminal à la sangle bandoulière ([SHOL-STRAP1](#)), ou à l'enrouleur rétractable ([OS48-702](#))
  - 2 œillets métalliques pour attacher des lanières ([SA-MINISTRAP1](#) ou [SA-HANDSTRAP1](#))
2. **un support magnétique (aimants ultra-puissants) en tissu renforcé ([SA-IDSMAGNETBELT](#)) pour port à la ceinture grâce à un passant cousu sur la face postérieure**
3. **un enrouleur rétractable professionnel ([OS48-702](#))**, qui s'accroche directement sur la ceinture d'un côté et sur la pochette de l'autre

A utiliser de préférence avec nos ceintures SILVERBACK : SA-VOCTXBELT-xx (xx disponible de la taille S à 3XL).

La sangle bandoulière (SHOL-STRAP1) et la ceinture ne sont pas incluses, à commander en plus si nécessaire.

**ATTENTION : le support magnétique SA-IDSMAGNETBELT est incompatible avec un stimulateur cardiaque**

Deux autres kits magnétiques incluant les mêmes accessoires sont proposés sous les références :

- [SK-CIPRK25-MB1](#) : Kit housse de protection + support magnétique pour port à la ceinture
- [SK-CIPRK25-MB2](#) : Kit housse de protection + support magnétique pour port à la ceinture + sangle bandoulière